


## Verbandsset



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Pinzette anatomisch	14,5 cm	1
2	Schere chirurgisch spitz/spitz	14,5 cm	1
3	Kompresse	7,5 x 7,5 cm	3
4	Kompresse, geschlitzt	7,5 x 7,5 cm	3

VE = 60 Sets


## Verbandset Ambulanz



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Pinzette anatomisch	14,5 cm	1
2	Schere chirurgisch spitz/spitz	14,5 cm	1
3	Kompresse	7,5 x 7,5 cm	5
4	Kompresse, gefaltet	10 x 10 cm	5

VE = 40 Sets


# Wundversorgungs-Set



NR	ARTIKEL	GRÖßE	ANZAHL
1	Pinzette anatomisch	14,5 cm	1
2	Pinzette chirurgisch	14,5 cm	1
3	Schere chirurgisch spitz/stumpf	14,5 cm	1
4	Kompresse	5 x 5 cm	5
5	Kompresse	10 x 10 cm	5
6	Nierenschale Kunststoff	300 ml	1

VE = 28 Sets

# Multifunktionsset



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Topf	B4	1
2	Schere chirurgisch spitz/stumpf	14,5 cm	1
3	Pinzette anatomisch	14,5 cm	2
4	Arterienklemme nach Pean	14,5 cm	1
5	Nadelhalter Mayo-Hegar	15 cm	1
6	Plastikschale transparent, graduiert	2-teilig	1
7	Schlinggazetupfer, pflaumengroß		4
8	Mullkompressen 12-fach	10 x 10 cm	10
9	Schlitz-Vlieskompressen 6-fach	10 x 10 cm	4
10	E-Skalpell, Figur 11		1
11	Lochtuch mit Klebezone	60 x 60 cm	1

verpackt in: 1 Papierbogen 100 x 100 cm  
1 Tiefziehpackung

VE = 28 Sets




NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Pinzette anatomisch	13 cm	1
2	Pinzette chirurgisch Adson	12 cm	1
3	Iris- & Fadenschere gebogen spitz/spitz	13 cm	1
4	Schlinggazetupfer, pflaumengroß		3
5	Mullkomresse	5 x 5 cm	3

verpackt in: Tiefziehpackung

VE = 24 Sets

# Thoraxdrainage-Set




NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Pinzette Adson	12 cm	1
2	Nadelhalter Mayo-Hegar	15 cm	1
3	Arterienklemme nach Pean	14,5 cm	1
4	Metzenbaumschere	18 cm	1
5	E-Skalpell Figur 11		1
6	Plastikschale transparent	2-teilig	1
7	Schlinggazetupfer, pfaumengroß		4
8	Mullkompressen 6-fach Schlitz-	10 x 10 cm	10
9	Vlieskompressen 6-fach	10 x 10 cm	4
10	Lochtuch mit Klebezone	60 x 60 cm	1

verpackt in: 1 Papierbogen 100 x 100 cm  
1 Tiefziehpackung

VE = 36 Sets

# Wundversorgungs-Set



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Pinzette chirurgisch Adson	12 cm	1
2	Pinzette anatomisch	14,5 cm	1
3	Nadelhalter Mayo-Hegar	15 cm	1
4	Schere chirurgisch spitz/stumpf	14,5 cm	1
5	Kornzange mit Sperre	14,5 cm	1
6	Nierenschale		1
7	Schlinggazetupfer, pflaumengroß		4
8	Mullkompressen 12-fach	10 x 10 cm	5
9	Lochtuch mit Klebezone	56 x 64 cm	1

verpackt in: 1 Papierbogen 100 x 100 cm  
1 Tiefziehpackung

VE = 24 Sets

# Nahtset



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Nadelhalter Mayo-Hegar gerade	15 cm	1
2	Pinzette chirurgisch Adson	12 cm	1
3	Metzenbaumschere gebogen stumpf/stumpf	14,5 cm	1
4	Mullkompressen 12-fach m. RK	10 x 10 cm	10
5	Kompresse mit Y-Schnitt	7,5 x 7,5 cm	1

VE = 24 Sets




## Fadenset



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Pinzette anatomisch	14,5 cm	1
2	Schere chirurgisch spitz/spitz	11 cm	1
3	Mullkompressen 12-fach mit RK	10 x 10 cm	6

VE = 30 Sets


## Verbandwechselset



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Pinzette anatomisch	14,5 cm	1
2	Pinzette chirurgisch	14,5 cm	1
3	Schere chirurgisch spitz/stumpf	14,5 cm	1
4	Mullkompressen 12-fach mit RK	10 x 10 cm	8

VE = 20 Sets

# Thoraxdrainage-Set Plus



NR	ARTIKEL	GRÖßE	ANZAHL
1	Pinzette chirurgisch Adson	12 cm	1
2	Nadelhalter May-Hegar	15 cm	1
3	Arterienklemme nach Pean	14,5 cm	2
4	Metzenbaumschere gebogen stumpf/stumpf	18 cm	1
5	Kornzange mit Sperre, gebogen	26,5 cm	1
6	Plastikschale transparent, graduiert	2-teilig	1
7	Schlinggazetupfer, pflaumengroß		4
8	Mullkompressen 12-fach	10 x 10 cm	10
9	Schlitz-Vlieskompressen 6-fach	10 x 10 cm	4
10	E-Skalpell, Figur 11		1
11	Lochtuch mit Klebezone	60 x 60 cm	1

verpackt in: 1 Papierbogen 100 x 100 cm  
1 Tiefziehpackung

VE = 28 Sets

## Standardset I


1



2



3



NR	ARTIKEL	GRÖßE	ANZAHL
1	Klemme nach Pean gerade	18 cm	1
2	Mundpfelgeschale		1
3	Schlinggazetupfer, pflaumengroß		10

VE = 40 Sets

# Waschset


1



2



3



NR	ARTIKEL	GRÖßE	ANZAHL
1	Klemme nach Pean gerade	18 cm	1
2	Kunststoffschale		1
3	Schlinggazetupfer, pflaumengroß		15

VE = 40 Sets


# Angio Abwaschset



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Korn- & Tupferzange m. Sperre gebogen	26,5 cm	1
2	Schale rund	120 ml	1
3	Schale blau	27 x 13,5 x 5 cm	1
4	Vlies	90 x 90 cm	1
5	Tupfer, ohne RK	eigroß	10

VE = 24 Sets


## Abwaschset II



NR	ARTIKEL	GRÖßE	ANZAHL
1	Korn- & Tupferzange m. Sperre gebogen	26,5 cm	1
2	Tupfer, ohne RK-Streifen	eigroß	10
3	Kompressen ohne RK-Streifen	10 x 10 cm	5
4	Schale rund	120 ml	1
5	Schale blau	27 x 13,5 x 5 cm	1
6	Vlies	90 x 90 cm	1

VE = 24 Sets

## OP-Abwaschset Angio 3



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Korn- & Tupferzange m. Sperre gebogen	26,5 cm	2
2	Schale rund	120 ml	1
3	Schale blau	27 x 13,5 x 5 cm	1
4	Vlies	90 x 90 cm	1
5	Tupfer, ohne RK	eigroß	15

VE = 24 Sets




## Standardset III



NR	ARTIKEL	GRÖßE	ANZAHL
1	Pinzette anatomisch	14,5 cm	1
2	Nadelhalter Olsen-Hegar mit Schere	19 cm	1
3	Kompressen 12-lagig	7,5 x 7,5 cm	10
4	Kunststoffschale unterteilt (4 Fächer)	27 x 18 x 3,5 cm	1
5	Vlies	90 x 90 cm	1


VE = 20 Sets



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Nadelhalter Mayo-Hegar gerade	12 cm	1
2	Splitterpinzette Feilchenfeld	9,5 cm	1
3	Irisschere	11 cm	1
4	Kompressen	10 x 10 cm	5
5	Tupfer pflaumengroß ,		5
6	Lochtuch	75 x 90 cm	1
7	Kunststoffnierenschale		1

verpackt in: Einschlagtuch 90 x 90 cm


VE = 24 Sets



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Klemme Halsted anatomisch gebogen	12,5cm	1
2	Nadelhalter Mayo-Hegar	15 cm	1
3	Pinzette Adson chirurgisch	12 cm	1
4	Metzenbaumschere gebogen stumpf/stumpf	14,5 cm	1
5	Kompressen	7,5 x 7,5 cm	10
6	Lochtuch mit Kleberand		1
7	Einschlagtuch grün	90 x 90 cm	1

VE = 50 Sets

# Entbindungsset ZAK



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Klemme Pean anatomisch gerade	14 cm	2
2	Nabelschnurschere	16 cm	1
3	Nabelschnurklemme Kunststoff		1
4	Kompressen 12-fach, ohne RK-Streifen	10 x 10 cm	10
5	Abdecktuch	75 x 75 cm	1
6	Schale		1

VE = 20 Sets

## Nabel-Set

1



2



NR	ARTIKEL	GRÖÖE	ANZAHL
1	Klemme Kocher chirurgisch gerade	14 cm	2
2	Nabelschnurschere n. Schumacher	15,5 cm	1