

## Vergleich MEGADYNE Neutralelektroden Matte

### MEGA 2000 (0800)



- Verbrennungen, bedingt durch die Elektrode sind ausgeschlossen !
- Kein direkter Kontakt zwischen Patient und Neutralelektrode
- Keine Vorbereitung des Patienten (Rasur, Hautentfettung) erforderlich
- Keine Probleme bei Metall - Implantaten und Piercings
- Keine Probleme durch Flüssigkeiten die unter den Patienten laufen können
- Keine Hautirritationen durch Aufkleben und Entfernen
- Handhabung „Einfach, wie ein Bett zu machen“
- Vermindert das Anfallen von Verpackungsmüll
- **Kompatibel mit allen HF-Generatoren**
- „Lebensdauer“ **18 Monate** (Unabhängig von der Anzahl der Patienten)
- Zu Reinigen wie der OP-Tisch
- **Zugelassen für Patienten ab 11 Kg Körpergewicht ohne Begrenzung**

### MEGA 2000 SOFT UNIVERSAL (0845) NEUES PRODUKT!



- Kombination einer Neutralelektrode mit einer Gelmatte
- Akton® Polymer (Gelmaterial) zur Dekubitusprophylaxe in Studien geprüft
- Verbrennungen, bedingt durch die Elektrode sind ausgeschlossen !
- Kein direkter Kontakt zwischen Patient und Neutralelektrode
- Keine Vorbereitung des Patienten (Rasur, Hautentfettung) erforderlich
- Keine Probleme bei Metall - Implantaten und Piercings
- Keine Probleme durch Flüssigkeiten die unter den Patienten laufen können
- Keine Hautirritationen durch Aufkleben
- Handhabung „Einfach, wie ein Bett zu machen“
- Vermindert das Anfallen von Verpackungsmüll
- **Kompatibel mit allen HF-Generatoren**
- „Lebensdauer“ **24 Monate** (Unabhängig von der Anzahl der Patienten)
- Zu Reinigen wie der OP-Tisch
- **Zugelassen für Patienten ab 350g Körpergewicht ohne Begrenzung**