

## 100 22 Instrumententisch



Die Remeda-Instrumententische wurden entwickelt, um die Arbeit im OP-Saal zu erleichtern.

Die Tasten zur Höheneinstellung befinden sich an der Unterseite der Tischplatte (wahlweise an der Seite oder vorn).

Eine Höhenverstellung kann daher auch vorgenommen werden, wenn das sterile Tuch bereits auf dem Tisch liegt.

Die Sterilität wird dadurch nicht gefährdet. Die Höheneinstellung erfolgt durch einen Elektromotor, der von einem Niederspannungsakku versorgt wird.

Motor und Akku bilden ein geschlossenes System. Eine Wartung ist praktisch nicht erforderlich; der Akku muss lediglich einmal pro Woche aufgeladen werden.

Die Tischplatte besteht aus Edelstahl. Die Arbeitsfläche ist von erhöhten Rändern umschlossen. Fuß und Säule bestehen ebenfalls aus Edelstahl.

Der Tisch steht auf vier antistatischen Rollen.

Artikelnummer	Tischplatte mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg
100 22-31	800x520	800-1200	50
100 22-32	900x550	800-1200	50
100 22-33	1070x570	800-1200	50
100 22-41	800x520	900-1400	50
100 22-42	900x550	900-1400	50
100 22-43	1070x570	900-1400	50

