

100 24-XX-FT Instrumententisch



Die Remeda-Instrumententische wurden entwickelt, um die Arbeit im OP-Saal zu erleichtern.

Die maximale Belastung auf dem Tisch beträgt 80 kg. Für die beiden klappbaren Seitentische ist die maximale Belastung je 15 kg.

Die Tischhöhe lässt sich einfach durch Betätigen der Tasten an der Unterseite einstellen. Eine Höhenverstellung kann daher auch vorgenommen werden, wenn das sterile Tuch bereits auf dem Tisch liegt. Die Sterilität wird dadurch nicht gefährdet.

Die Höheneinstellung erfolgt durch einen Elektromotor, der von einem Niederspannungsbatterieakku versorgt wird. Motor und Akku bilden ein geschlossenes System.

Die Tischplatte besteht aus Edelstahl. Die Arbeitsfläche wird durch erhöhte Kanten eingerahmt. Fuß und Säule bestehen ebenfalls aus Edelstahl.

Der Tisch steht auf vier antistatischen Rollen.

Eine Wartung ist praktisch nicht erforderlich; der Akku muss lediglich einmal pro Woche aufgeladen werden.

Der Tisch enthält ein Ladekabel für den Akku.

Artikelnummer	Tischplatte mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg
100 24-33-FT	400/1070/400 x 570	800-1200	15/80/15 kg
100 24-43-FT	400/1070/400 x 570	900-1400	15/80/15 kg
100 24-34-FT	400/1200/400 x 570	800-1200	15/80/15 kg
100 24-44-FT	400/1200/400 x 570	900-1400	15/80/15 kg
100 24-38-FT	400/1400/400 x 600	800-1200	15/80/15 kg
100 24-48-FT	400/1400/400 x 600	900-1400	15/80/15 kg

