

100 27 große Instrumententisch



Der Zweiebenen-Instrumenten-/Rücktisch wurde speziell für ein möglichst einfaches Arbeiten im OP-Saal entwickelt.

Durch seine zusätzliche Platte bietet er mehr Ablagefläche als ein normaler Instrumententisch.

Der Abstand zwischen beiden Tischplatten beträgt 300 mm. Auf Wunsch kann die zweite Platte auch noch tiefer montiert werden. Die Tischhöhe lässt sich einfach durch Betätigen der Tasten an der Unterseite einstellen.

Eine Höhenverstellung kann daher auch vorgenommen werden, wenn das sterile Tuch bereits auf dem Tisch liegt. Die Sterilität wird dadurch nicht gefährdet.

Die Höheneinstellung erfolgt durch einen Elektromotor, der von einem Niederspannungsakku versorgt wird. Motor und Akku bilden ein geschlossenes System.

Eine Wartung ist praktisch nicht erforderlich; der Akku muss lediglich einmal pro Woche aufgeladen werden.

Die Tischplatte besteht aus Edelstahl. Die Arbeitsfläche ist von erhöhten Rändern umschlossen. Fuß und Säule bestehen ebenfalls aus Edelstahl.

Der Tisch steht auf vier antistatischen Rollen.

Ref. nr	Bordsskiva stl. mm	Överhylla stl. mm	Höjdregering mm	Kapacitet kg
100 27-01	1200x750	1200x550	720-970	160
100 27-02	1500x750	1500x550	720-970	160
100 27-03	1800x750	1800x550	720-970	160

