

# MEGADYNE

# MEGA SOFT®

## Argumente für Megadyne Patienten Rückfluss Elektroden:

### Handhabung

- Kann in jeder beliebigen Position eingesetzt werden
- **Kein direkter** Patientenkontakt notwendig
- **Einfach** in der Anwendung (kein Rasieren, Klebestelle, Positionierung etc.)
- Kann in Verbindung mit Wärme/Kühlungssystemen genutzt werden
- Kann in Verbindung mit Vakuummatratze und anderen Positionierungshilfen verwendet werden
- Verschiedene Ausführungen garantieren maximale Einsetzbarkeit

### Reinigung

- Einfache Reinigung durch Wischdesinfektion


### Sicherheit

- **Sicherer** als die herkömmliche Ableitungselektroden
- Garantiert keine Verbrennung am Patienten
- **Über 60 Millionen** Einsätze weltweit ohne Zwischenfälle sprechen für sich
- Risiko des Handschuhdurchschlags wird auf Minimum reduziert
- Keine Gefahr durch weitere Elektroden (wie EKG) hinsichtlich Erdung / Ableitung
- Haftung innerhalb der Garantie durch den Hersteller für die gesamte Lebensdauer der Elektrode
- Funktion –und Wirkungsweise wird durch Beschädigung nicht beeinflusst


### Weitere Vorteile

- Lange Lebensdauer von **18 bis 24** Monate mit unbegrenzter Anzahl von Einsätzen
- **GO GREEN** durch Wiederverwendbarkeit – Abfallreduzierung und umweltfreundlicher
- **Kostensparend**, die Höhe der Einsparung richtet sich nach der Anzahl der Operationen
- Rücksichtnahme auf gefährdete Hautflächen entfällt
- **Kein Ablösen** der Klebelektrode während der OP (z.B. durch Transpiration)  
(Keine Hautirritation durch aggressiven Kleber)
- Rücksichtnahme auf Prothesen/Implantate/Piercings entfällt
- Flüssigkeiten spielen im elektrochirurgischen Sinn keine Rolle (Pflegestandard)
- Absolut durchlässig für Röntgenstrahlung, **keine Artefakte**, da Gewebe kupferbedampft (Maschengewebe – Kupfermeschengewebe)
- **Einsetzbar ab 350 Gramm – nach oben hin keine Einschränkung**
- Keine Rücksichtnahme auf Tattoo's mit metallbehafteter Farbe
- Geeignet für laparoskopische Eingriffe
- Geeignet für adipöse Patienten
- Geeignet für roboterunterstützte Einsätze wie z. Bsp. DaVinci
- **Latex frei!**


# Mega Soft® Reusable Patient Return Electrode Positioning




Fracture Table




Jackknife




Supine




Lithotomy




Lateral




Prone




Beach Chair




Four Poster Spine Frame




Orthopedic Trauma



Jackson Spine



Wilson Spine



Andrews Spine Frame