

100 24 Instrumententisch



Artikelnummer	Tischplatte mm	Höhe mm	Tragfähigkeit kg
100 24-33	1070x570	800-1200	80
100 24-34	1200x570	800-1200	80
100 24-36	1200x900	800-1200	80
100 24-38	1400x600	800-1200	80
100 24-43	1070x570	900-1400	80
100 24-44	1200x570	900-1400	80
100 24-46	1200x900	900-1400	80
100 24-48	1400x600	900-1400	80

Optional: zusätzliche Tischplatte unter

Artikelnummer	Tischplatte mm	Underhylla mm
100 24-U3	1070x570	800x520
100 24-U4	1200x570	900x550
100 24-U6	1400x600	1100x550

Der Tisch 10024 ist tragfähiger als normale Instrumententische und daher besser für größere Eingriffe geeignet, beispielsweise in der Orthopädie.

Auch eine Tischplatte unter dem Tisch ist optional erhältlich.

Die Tischhöhe lässt sich einfach durch Betätigen der Tasten an der Unterseite einstellen. Eine Höhenverstellung kann daher auch vorgenommen werden, wenn das sterile Tuch bereits auf dem Tisch liegt. Die Sterilität wird dadurch nicht gefährdet.

Die Höheneinstellung erfolgt durch einen Elektromotor, der von einem Niederspannungsakku versorgt wird. Motor und Akku bilden ein geschlossenes System.

Eine Wartung ist praktisch nicht erforderlich; der Akku muss lediglich einmal pro Woche aufgeladen werden.

Die Tischplatte besteht aus Edelstahl. Die Arbeitsfläche ist von erhöhten Rändern umschlossen. Fuß und Säule bestehen ebenfalls aus Edelstahl.

Der Tisch steht auf vier antistatischen Rollen.

