

## 100 30 Armtisch



Der Remeda Armtisch wurde speziell für Schulteroperationen entwickelt.

Die Höhenverstellung kann mit dem Fuss am unteren Teil des Tisches betätigt werden. Dies ermöglicht eine Verstellung des Tisches während der Operation.

Da der Armtisch mit drei Füßen ausgestattet ist, bleibt er während der Operation stabil.

Durch die beiden Räder kann der Armtisch bei Nichtgebrauch leicht weggerollt werden.

Die Tischplatte, der Fuss und die Säule bestehen aus Edelstahl.

Der Armtisch hat keine feste Verbindung zu einer externen Steckdose. Der Akku, die Elektronik und die Hebevorrichtung sind in der Säule installiert.

Ein Ladegerät wird mit dem Armtisch mitgeliefert. Der Tisch muss nur einmal pro Woche aufgeladen werden, da die Batterie über ausreichend Kapazität verfügt.

Artikel nummer	Tisch platte mm	Höhe mm
100 30-01	248x600	720-1220

